

Botticelli İmplant Sistemi  
Ürüne Genel Bakış

# İçindekiler


Botticelli İmplant	3
Temel bilgiler	4
İmplantlar ve cerrahi	5
Protez	7
Laboratuvar parçaları	11
Tarama gövdeleri	13
Docklocs® sistemi	14
Cerrahi aletler	16
İletişim	20

# Doğadan ilham aldı – Botticelli İmplant

Deniz kabukları ile yapılan yapay dişlerin sadece son derece estetik olduğu kanıtlanmadı, aynı zamanda etrafındaki kemiğin korunmasına da yardımcı oldu. Mayaların bin yıldan fazla bir süre önce uyguladığı şey, Botticelli implantlarıyla rafine edildi.


Botticelli implantları benzersiz tasarımı ile verimli ve pragmatik tedavi çözümleri sağlar. Sistem kesinlikle yalın ve tavizsiz bir şekilde basittir. 100'den az bileşenle Botticelli implant sistemi tedavi edilebilirliği artırır ve karmaşıklığı azaltır.

**BENZERSİZ  
BASİT  
SWISS MADE**




## **Marjinal kemik kaybının korunması**

İmplant omzunun benzersiz tasarımı, daha iyi bir kan akışı sağlayarak implant çevresinde gelişmiş ve daha güçlü bir kemik oluşumuna yol açar.



## **Kolay kemik büyütme**

Dikey oluklar, kemik büyütme materyali için bir tutuş sağlar.



## **Rahat implant temizleme**

Bakteriyel kontaminasyon durumunda, kabuk benzeri yapı, bir fırça ile doğrudan erişime izin verir.

# Temel bilgiler


## Ürün terminolojisi

I = İmplant (İmplant)	Ürün numarası
P = Prothetik (Protez)	
T = Tool/Tray (Alet/Tepsi)	

**A - I - R 003**

A = Assembly (Birleş-tirme)	R = Regular Platform (Normal platform) (Ø 4,0 mm/Ø 4,5 mm)
D = Docklocs	S = Small Platform (Küçük platform) (Ø 3,4 mm)
	U = Universal (Üniversal) (küçük ve normal)

## Ürün uyumluluğu



# İmplantlar ve cerrahi

## İmplant

Derece 4 titanyum implant, kumlanmış ve asitle aşındırılmış.

Kapak vidası dahil

Ø 3,4 mm



Kemik uzunluğu

Anahtar

Ürün numarası

8 mm

Altigen 2,1 mm

A-I-S003

10 mm

Altigen 2,1 mm

A-I-S001

12 mm

Altigen 2,1 mm

A-I-S002

Ø 4,0 mm



8 mm

Altigen 2,3 mm

A-I-R001

10 mm

Altigen 2,3 mm

A-I-R002

12 mm

Altigen 2,3 mm

A-I-R003

14 mm

Altigen 2,3 mm

A-I-R004

Ø 4,5 mm



8 mm

Altigen 2,3 mm

A-I-R007

10 mm

Altigen 2,3 mm

A-I-R005

12 mm

Altigen 2,3 mm

A-I-R006

## Ölçü postu, açık

Merkezi vida dahil

Normal



Anahtar

Ürün numarası

Altigen 1,25 mm

A-P-R005

Küçük



Altigen 1,25 mm

A-P-S005

## Ölçü postu, kapalı

Merkezi vida dahil

Normal



Anahtar

Ürün numarası

Altigen 1,25 mm

A-P-R006



Küçük



Altigen 1,25 mm

A-P-S006

## İyileştirme abutmenti

	Kemik uzunluğu	Anahtar	Ürün numarası
<b>Normal</b>			
	1,5 mm	Altıgen 1,25 mm	P-R002
	2,5 mm	Altıgen 1,25 mm	P-R003
	4 mm	Altıgen 1,25 mm	P-R004
<b>Küçük</b>			
	1,5 mm	Altıgen 1,25 mm	P-S002
	2,5 mm	Altıgen 1,25 mm	P-S003
	4 mm	Altıgen 1,25 mm	P-S004

## Cerrahi bileşenler

	Ürün numarası
MU ölçü postu, açık, dhl. Merkezi vida	A-P-U010
Ölçü kapağı, kapalı (4 parçalık set)	A-P-U012
MU koruma kapağı, POM	P-U009
MU ölçü direği kapalı, köprü vidası ve transfer kapağı dahil	A-P-U016

# Protez

## Üniversal abutment 0°

Merkezi vida dahil

**Normal**



Kemik uzunluğu

Anahtar

Ürün numarası

1,5 mm

Altigen 1,25 mm

A-P-R012

2,5 mm

Altigen 1,25 mm

A-P-R013

4 mm

Ø 1,25 mm

A-P-R014

**Küçük**



1,5 mm

Altigen 1,25 mm

A-P-S012

2,5 mm

Altigen 1,25 mm

A-P-S013

4 mm

Altigen 1,25 mm

A-P-S014

## Üniversal abutment platformu 0°

Merkezi vida dahil

**Normal**



Kemik uzunluğu

Anahtar

Ürün numarası

1,5 mm

Altigen 1,25 mm

A-P-R015

2,5 mm

Altigen 1,25 mm

A-P-R016

4 mm

Altigen 1,25 mm

A-P-R017

**Küçük**



1,5 mm

Altigen 1,25 mm

A-P-S015

2,5 mm

Altigen 1,25 mm

A-P-S016

4 mm

Altigen 1,25 mm

A-P-S017

## Anatomik abutment 0°

Merkezi vida dahil

**Normal**



Kemik uzunluğu

Anahtar

Ürün numarası

1,5 mm

Altigen 1,25 mm

A-P-R018

2,5 mm

Altigen 1,25 mm

A-P-R019

4 mm

Altigen 1,25 mm

A-P-R020

**Küçük**



1,5 mm

Altigen 1,25 mm

A-P-S018

2,5 mm

Altigen 1,25 mm

A-P-S019

4 mm

Altigen 1,25 mm

A-P-S020

## Anatomik abutment 15°

Merkezi vida dahil

**Normal**



Kemik uzunluğu

Anahtar

Ürün numarası

1,5 mm

Altıgen 1,25 mm

A-P-R021

2,5 mm

Altıgen 1,25 mm

A-P-R022

4 mm

Altıgen 1,25 mm

A-P-R023

**Küçük**



1,5 mm

Altıgen 1,25 mm

A-P-S021

2,5 mm

Altıgen 1,25 mm

A-P-S022

4 mm

Altıgen 1,25 mm

A-P-S023

## Anatomik abutment 25°

Merkezi vida dahil

**Normal**



Kemik uzunluğu

Anahtar

Ürün numarası

1,5 mm

Altıgen 1,25 mm

A-P-R024

2,5 mm

Altıgen 1,25 mm

A-P-R025

4 mm

Altıgen 1,25 mm

A-P-R026

**Küçük**



1,5 mm

Altıgen 1,25 mm

A-P-S024

2,5 mm

Altıgen 1,25 mm

A-P-S025

4 mm

Altıgen 1,25 mm

A-P-S026

## Altıgenli Ti-Base abutment

Merkezi vida dahil

**Normal**



Yükseklik

Anahtar

Ürün numarası

1 mm

Altıgen 1,25 mm

A-P-R041

2 mm

Altıgen 1,25 mm

A-P-R042

**Küçük**



1 mm

Altıgen 1,25 mm

A-P-S041

2 mm

Altıgen 1,25 mm

A-P-S042



## Altıgensiz Ti-Baze abutment

Merkezi vida dahil

**Normal**



**Küçük**



Yükseklik	Anahtar	Ürün numarası
1 mm	Altıgen 1,25 mm	A-P-R043
2 mm	Altıgen 1,25 mm	A-P-R044

1 mm	Altıgen 1,25 mm	A-P-S043
2 mm	Altıgen 1,25 mm	A-P-S044

## MU abutment 0°

**Normal**



**Küçük**



Kemik uzunluğu	Anahtar	Ürün numarası
1,5 mm	Altıgen 1,25 mm	P-R045
2,5 mm	Altıgen 1,25 mm	P-R046
4 mm	Altıgen 1,25 mm	P-R047

1,5 mm	Altıgen 1,25 mm	P-S045
2,5 mm	Altıgen 1,25 mm	P-S046
4 mm	Altıgen 1,25 mm	P-S047

## MU abutment 17°

Merkezi vida dahil

**Normal**





**Küçük**





Kemik uzunluğu	Anahtar	Ürün numarası
1,5 mm	Altıgen 1,25 mm	A-P-R048
2,5 mm	Altıgen 1,25 mm	A-P-R049
4 mm	Altıgen 1,25 mm	A-P-R055

1,5 mm	Altıgen 1,25 mm	A-P-S048
2,5 mm	Altıgen 1,25 mm	A-P-S049
4 mm	Altıgen 1,25 mm	A-P-S055


## MU abutment 30°

		Kemik uzunluğu	Anahtar	Ürün numarası
Merkezi vida dahil	<b>Normal</b> 	1,5 mm	Altıgen 1,25 mm	A-P-R056
		2,5 mm	Altıgen 1,25 mm	A-P-R057
		4 mm	Altıgen 1,25 mm	A-P-R053
	<b>Küçük</b> 	1,5 mm	Altıgen 1,25 mm	A-P-S056
		2,5 mm	Altıgen 1,25 mm	A-P-S057
		4 mm	Altıgen 1,25 mm	A-P-S053

## Biçimlendirme abutmenti














		Boyut	Anahtar	Ürün numarası
Merkezi vida dahil	<b>Normal</b> 	16 x 20 mm	Altıgen 1,25 mm	A-P-R058
		11,5 x 20 mm	Altıgen 1,25 mm	A-P-R059
	<b>Küçük</b> 	16 x 20 mm	Altıgen 1,25 mm	A-P-S058
		11,5 x 20 mm	Altıgen 1,25 mm	A-P-S059

## MU köprüsü vida seti

		Ürün numarası
10 parça		A-P-U001

# Laboratuvar parçaları

## Laboratuvar parçası ürünleri

			Ürün numarası
Laboratuvar vidaları (5 parçalık set)	<b>Normal</b> 		A-P-R050
Laboratuvar vidaları (5 parçalık set)	<b>Küçük</b> 		A-P-S050
Alçak titanyum post, merkezi vida MU dahil			A-P-U013
Yüksek titanyum post, merkezi vida MU dahil			A-P-U015
Burnout koping POM, merkezi vida MU dahil			A-P-U004
Laboratuvar analog	<b>Normal</b> 		P-R011
Laboratuvar analog	<b>Küçük</b> 		P-S011
MU laboratuvar analog			P-U006
MU laboratuvar analog açılı			P-U007

## Vida seti yedek vidaları

Merkezi vida seti

Normal



Küçük



Ürün numarası

A-P-U090

Kapak vidası seti

Normal



Küçük



A-P-U091

## Çubuk için vida seti

10 parçalık set

Normal



Küçük



Ürün numarası

A-P-R061

A-P-S061

# Tarama gövdeleri

## Scanbody

Merkezi vida dahil

Normal



Ürün numarası

A-P-R062

Küçük



A-P-S062

## MU Scanbody

Merkezi vida dahil



Ürün numarası

A-P-U005

## Docklocs® abutment düz (set)

- 1x Tutma gövdesi titanyum (Ø 5,5 mm, yükseklik 2,5 mm) siyah işleme elemanlı
- 1x Blokaj halkası
- 1x Docklocs paralelleştirme postu
- 1x Tutma elemanı mavi
- 1x Tutma elemanı pembe
- 1x Tutma elemanı şeffaf
- 1x Tutma elemanı kırmızı
- 1x Tutma elemanı turuncu
- 1x Tutma elemanı yeşil

### Normal



### Küçük



Kemik uzunluğu

Ürün numarası

1,5 mm	A-P-R030
2,5 mm	A-P-R031
4 mm	A-P-R032

1,5 mm	A-P-S030
2,5 mm	A-P-S031
4 mm	A-P-S032

## Docklocs® abutment 18° tip A (set)

- Normal merkezi vida
- 1x titanyum tutma gövdesi (Ø 5,5 mm, yükseklik 2,5 mm) siyah işleme elemanlı
- 1x Blokaj halkası
- 1x Docklocs paralelleştirme postu
- 1x Tutma elemanı mavi
- 1x Tutma elemanı pembe
- 1x Tutma elemanı şeffaf
- 1x Tutma elemanı kırmızı
- 1x Tutma elemanı turuncu
- 1x Tutma elemanı yeşil

### Normal



### Küçük



Kemik uzunluğu

Ürün numarası

1,5 mm	A-P-R040
2,5 mm	A-P-R051
4 mm	A-P-R052

1,5 mm	A-P-S040
2,5 mm	A-P-S051
4 mm	A-P-S052

## Docklocs® aletleri

Açı ölçme yardımcısı



Ürün numarası

T-A0013

Muayenehane üniversal aleti



T-A0019

Üniversal alet, 4 parçalı, tek parça



T-A0020

Yerleştirme aleti açılı parçası



















T-A0022

Kılıflı yerleştirme aleti



T-A0023

**Docklocs® sistem parçaları ve aksesuarlar**

	Adet sayısı		Ürün numarası
Tutma elemanı gri, tutma yok, 0°-10°	8 X		D-A0001.S
Tutma elemanı mavi, ekstra hafif tutma, 0°-10°	8X		D-A0002.S
Tutma elemanı pembe, hafif tutma, 0°-10°	8 X		D-A0003.S
Tutma elemanı şeffaf, güçlü tutma, 0°-10°	8 X		D-A0004.S
Tutma elemanı kırmızı, ekstra hafif tutma, 10°-20°	8 X		D-A0005.S
Tutma elemanı turuncu, hafif tutma, 10°-20°	8 X		D-A0006.S
Tutma elemanı yeşil, güçlü tutma, 10°-20°	8 X		D-A0007.S
Siyah işleme elemanı	8 X		D-A0008.S
Blokaj halkası	20 X		D-A0009.S
İşleme elemanlı titanyum tutma gövdesi	4 X		D-A0010.S
Mesafe kovanı	4 X		D-A0012.S
Laboratuvar analog seti	4 X		D-A0014.S
Siyah işleme elemanlı ölçü postu	4 X		D-A0015.S
Paralleleştirme postu seti	4 X		D-A0016.S
Laboratuvar seti, azami 20° diverjans dengeleme, tutma gövdesi titanyum	2 X		D-A0050.S.T
Laboratuvar seti, azami 40° diverjans dengeleme, tutma gövdesi titanyum	2 X		D-A0051.S.T

# Cerrahi aletler

## Paralel pimler

4 parçalık set



Ürün numarası

A-T-U014

## İmplant yerleştirme altıgen anahtarı



Uzunluk

Altıgen

Ürün numarası

Kısa

2,3 mm

T-R020

Orta

2,3 mm

T-R003

Uzun

2,3 mm

T-R004



Kısa

2,1 mm

T-S020

Orta

2,1 mm

T-S003

Uzun

2,1 mm

T-S004

## Protez ISO şaftı altıgen anahtarı



Uzunluk

Altıgen

Ürün numarası

Kısa

1,25 mm

T-U020

Orta

1,25 mm

T-U003

Uzun

1,25 mm

T-U004

## MU anahtarı



Ürün numarası

T-U025

## Pilot matkap ucu



Çap


Ürün numarası

Ø 2 mm

T-U006



## İğne matkap ucu

	Çap	Ürün numarası
	Ø 2 mm	T-U028

## Form matkap ucu

	Çap	Ürün numarası
	Ø 3,2 mm	T-U007
	Ø 3,8 mm	T-U008
	Ø 4,35 mm	T-U009

## Aletler

		Ürün numarası
Circirli anahtar 10-45 Ncm – Straumann bağlantısı		T-U016
Circirli anahtar adaptörü – Straumann bağlantısı ve altigen bağlantı		T-U017
Matkap ucu uzatması 16 mm		T-U022
Matkap ucu uzatması W&H bağlantısı		T-U024

## Botticelli cerrahi tepsi

Aletler olmadan



Ürün numarası

T-U018

## Botticelli cerrahi tepsi - içerik

Aletler olmadan



Ürün numarası

A-T-U018

### İçindekiler

- 1x | T-U028 İğne matkap ucu
- 1x | T-U006 Pilot matkap ucu
- 1x | T-U007 Form matkap ucu D3,2 mm
- 1x | T-U008 Form matkap ucu D3,8 mm
- 1x | T-U009 Form matkap ucu D4,35 mm
- 1x | T-U020 Altigen anahtar protez kısa 1,25 mm dental şaft
- 1x | T-U003 Altigen anahtar protez orta 1,25 mm dental şaft
- 1x | T-R020 Altigen anahtar implant kısa 2,3 mm regular
- 1x | T-R003 Altigen anahtar implant orta 2,3 mm regular
- 1x | T-R003 Altigen anahtar implant kısa 2,1 mm small
- 1x | T-S003 Altigen anahtar implant orta 2,1 mm small
- 1x | T-U016 Cırcır anahtar 10-45 Ncm – Straumann alet bağlantısı
- 4x | T-U014 Paralel pim
- 1x | T-U024 Matkap ucu uzatması W&H bağlantısı
- 1x | T-U022 Matkap ucu uzatması 16 mm
- 1x | T-U017 Adaptör

## Osteotomlar



Kemik uzunluğu	Çap	renk kodu	Ürün numarası
14 mm	Ø 2.2 mm	Beyaz	T-U029
14 mm	Ø 2.6 mm	Kırmızı	T-U030
14 mm	Ø 3.1 mm	Mavi	T-U031
14 mm	Ø 3.6 mm	Sarı	T-U032

## Protez tepsisi

Aletler olmadan



Ürün numarası

T-U019

## Osteotom tepsisi

Aletler olmadan



Ürün numarası

T-U013

Di Meliora AG  
Hochbergerstrasse 60c  
4057 Basel  
İsviçre

[info@botticelli-implants.com](mailto:info@botticelli-implants.com)  
[botticelli-implants.com](http://botticelli-implants.com)